

水流抽气机

Aspirator A-1000S型



- 无水龙头、自来水压力低的地方都可以使用,只需要按一下开关,就可以进行简单的减压。水槽内的水通过泵芯部注压、高速循环达到稳定的压力。
- 采用透明盖,可以确认水槽内的状态。水槽也容易清洗,拆卸简单。
- 使用泵来循环水槽内的水达到减压的目的。
- 泵主机使用了玻璃尼龙材质,水槽和盖采用聚丙烯材质。密封部分全部使用了耐腐蚀性材质,有良好的耐久性。
- 采用了加工精良的金属抽气装置,排气量非常稳定。另外还可选购耐腐蚀性好的特氟隆抽气装置。

■ 可到达真空度

水温		5°C	10°C	20°C	30°C
蒸气压	hpa	9.2	12.9	23.7	41.8
	Torr	6.9	9.7	17.8	31.4

■ 产品参数

型号	A-1000S
产品代码 No.	210536
减压方式	水流泵循环抽气方式
排气量	16/19L/min (50/60HZ) (水温 6°C)
安全功能	逆流防止阀、过热保护器
电机	感应电机; 功率 150W
抽气装置	金属制 2根
进入咀	口径 13mm
溢水咀	口径 17.5mm
吸气咀	外径 10mm(2处)
水槽材质	聚丙烯
水槽容量・容量	246W×341D×211H(mm)・10L
外部尺寸・重量	255 (260.5) W×351D×406H・6.7kg
电源	2.8A、280VA・AC100V 50/60HZ



東京理化器械株式会社 <https://www.eyela.com.cn>

东京都文京区小石川1-15-17.TN小石川大厦6层
TEL: +81-3-6757-3378 FAX: +81-3-3868-6571

埃朗科技国际贸易 (上海) 有限公司

上海分公司 上海市长宁区延安西路1088号长峰中心2906室
北京分公司 北京市朝阳区安安东里16号CBD国际大厦703室
广州分公司 广州市天河区体育东路羊城国际商贸中心东塔1501室
成都分公司 成都市青羊区顺城大街308号冠城广场9N室
西安分公司 西安市碑林区友谊东路409号天伦盛世2号楼805室
沈阳分公司 沈阳市铁西区兴华南街5号鲁尔大厦1927室
武汉联络处 武汉市洪山区光谷时代广场B座2006室
济南联络处 济南市历城区二环东路3966号东环国际广场D座504室
杭州联络处 杭州市西湖区文三路535号莱茵大厦8层801室
南京联络处 南京市江宁区天元东路1009号创业大厦二楼创客邦D218

Tel:021-62076878/31 62107271
Tel:010-84264221/28
Tel:020-38871910 38264610
Tel:028-86511719
Tel:029-87852182
Tel:024-25630740
Tel:027-87052918
Tel:0531-88528921
Tel:0571-58081081
Tel:025-51839612

Fax:021-62076920 邮编: 200052
Fax:010-84264233 邮编: 100020
Fax:020-38871930 邮编: 510620
Fax:028-86511803 邮编: 610031
Fax:029-87852182 邮编: 710054
Fax:024-25630740 邮编: 110023
Fax:027-87052918 邮编: 430074
Fax:0531-88528921 邮编: 250000
Fax:0571-58081081 邮编: 310003
Fax:025-51839612 邮编: 211199